

Nettoyeur d'échantillons MLN

Machine à tamiser avec aspiration et ébarbeur

La procédure de nettoyage correspond dans une large mesure à celle d'une machine de nettoyage normale

- Nettoyage entièrement automatique
- Avec ébarbeur et aspiration
- Remplacement rapide des grilles

Application

Un échantillon permet de déterminer directement au moment de la réception la teneur en impuretés (de grande et petite taille, sortie d'aspiration) ainsi que la teneur en céréales de qualité. Cela permet l'acceptation de céréales de qualité et le rejet ciblé des lots qui ne répondent pas aux conditions du contrat.

Fonction

Remplir l'échantillon et démarrer le processus de nettoyage. Au cours d'une période présélectionnée, l'échantillon est d'abord ébarbé si nécessaire. L'ébarbeur s'ouvre alors automatiquement et l'échantillon tombe à travers la chambre d'aspiration. Les saletés légères, comme la poussière, sont aspirées par l'aspiration et séparées par le cyclone dans le sac à poussière. L'échantillon passe par la grille pour paille qui filtre les grosses impuretés, puis par la grille pour sable. La grille pour sable permet de séparer le sable et les petites impuretés comme p. ex. les graines de mauvaises herbes. Les impuretés, le sable et les graines de mauvaises herbes vont dans le plateau de collecte de gauche, tandis que le grain de qualité va dans le plateau de collecte de droite. Une trémie d'alimentation est disponible en accessoire. Cela permet d'utiliser le nettoyeur d'échantillons pour de plus grandes quantités d'échantillons, p. ex. pour le nettoyage des semences destinées aux parcelles d'essai.



Caractéristiques techniques

Modèle	Nombre de tamis	Tension	Puissance	Poids	Référence article
MLN	2	230 V, 50 Hz	0,37 kW	55 kg	1740 0020

Accessoires

Accessoires	Référence article
Trémie d'alimentation (capacité 5 kg)	1740 0080
Plateau d'échantillonnage pour écoulement en acier inoxydable	1740 0081
Porte-sac, 1x	1740 0082
Porte-sac, 2x	1740 0083
Plateau de collecte en acier inoxydable	3351 0500
Plateau de collecte en PVC	3110 0050
Porte-sac à poussière et sac à poussière	1740 0100
Différents tamis à trous ronds ou oblongs	Sur demande
Sous la table MLN/SLN	1740 0060

Tamis standard pour MLN

Tamis	Dimensions	Référence article
Grille pour paille	4,5x20 mm / 300x350 mm	3115 6088
Grille pour sable	1,5x3,5 mm + Ø 2,0 mm / 300x350 mm	3115 6999