

Milomat

Broyeur de laboratoire

Idéal pour le broyage des échantillons afin de déterminer l'humidité avec les humidimètres HE 60 / HE 90

- Débit d'échantillons élevé et broyage rapide
- Moins d'efforts requis par rapport au broyage avec une broyeur manuel
- Facile à nettoyer
- Construction compacte

Fonction

Le broyeur à impact Milomat broie facilement presque toutes les céréales agricoles. Remplir l'échantillon (20 ml). Tourner le bouton de dosage fait s'écouler le produit dans le compartiment de broyage. Le produit est écrasé entre une couronne métallique fixe et une rotative (effet d'impact). Le produit broyé tombe directement par la tubulure de sortie dans la partie inférieure de la cellule de mesure de l'humidimètre HE 60 / HE 90. Pendant la procédure de broyage, les forts courants d'air et le chauffage sont évités afin de ne pas influencer le taux d'humidité réel.



Caractéristiques techniques

Produit	Tension	Puissance	Dimensions	Poids	Référence article
Milomat	230 V, 50 Hz	70 VA	280x160x300 mm	10 kg	1520 0700