## Tiges d'échantillonnage Pfeuffer

Tige d'échantillonnage mécanique

## Prélèvement d'échantillons moyens jusqu'à une profondeur de 2 m

- Chambres à ouverture uniforme
- Construction robuste
- Facile à démonter
- Orifice de décharge dans la poignée
- Poids léger

## Fonction

Introduire la tige fermée dans le produit en vrac. Ouvrir et refermer les chambres en tournant la poignée. La forme spéciale des orifices évite de couper les grains. Le taux initial de grains cassés n'augmente pas. La tige consiste en deux tubes d'aluminium anodisé et peut être démontée facilement pour le nettoyage.



## Caractéristiques techniques

Produit	Longueur	Ø extérieur / ouvertures	Poids	Quantité d'échantillon	Référence article
Tige d'échantillonnage Pfeuffer	1,50 m	40 mm / 6	1,8 kg	env. 600 g	1720 0500
Tige d'échantillonnage Pfeuffer	2,00 m	40 mm / 8	2,3 kg	env. 800 g	1720.0510