

Tiges d'échantillonnage PNS

Tiges d'échantillonnage en métal léger

Pour l'échantillonnage manuel aisé des céréales et semences à partir du véhicule ou stockées sur de grandes surfaces

- Chambres à ouverture en spirale
- Construction robuste
- Facile à démonter
- Orifice de décharge dans la poignée

Fonction

La tige est insérée dans le produit à tester à l'état fermé. Les fentes de prélèvement s'ouvrent graduellement de bas en haut en tournant la poignée. Ces ouvertures en forme de spirale évitent que le matériau d'échantillon ne tombe par les ouvertures supérieures dans la tige. La tige est ouverte vers l'arrière dans la poignée, de sorte que l'échantillon prélevé (400-600 g) s'écoule sans laisser de reste. Une encoche interne dans le bouchon à vis permet de démonter facilement la tige pour la nettoyer.



Caractéristiques techniques

Modèle	Longueur	Ø extérieur	Poids	Référence article
PNS84	1,45	38 mm	2,0 kg	1720 0300
PNS88	2,00 m	38 mm	2,5 kg	1720 0310
PNS88	2,50 m	38 mm	3,0 kg	1720 0315
PNS88	3,00 m	38 mm	3,5 kg	1720 0318
Pellet	1,30 m	50 mm	2,3 kg	1720 0320