

Tamis à charançons

Cadre de la grille avec tiroir

Détermination de l'infestation d'insectes lors de la réception et du stockage

Fonction

Placer un échantillon représentatif d'env. 100 g et tamiser à la main pendant une minute avec des mouvements de va-et-vient. Contrôler ensuite la présence de coléoptères ou d'insectes dans le tiroir blanc amovible. L'effet peut être encore renforcé en chauffant l'échantillon.



Caractéristiques techniques

Produit	Quantité d'échantillon	Dimensions	Poids	Référence article
Tamis à charançons	env. 200 g	250x250x80 mm	1 kg	1290 0010